





# Montage LIT160COF



1





2





3





4





5





6



7




8




Perçages pour panneaux du LIT160COF : dimensions intérieures.  
 Hauteur mini: 230 mm ( pour sommier intégré à 20 mm du bord).  
 THESE ARE INTERNAL BED DIMENSIONS MINIMUM INTERNAL  
 HEIGHT IS 230mm WITH ORTHOPAEDIC BASE BUILD IN INTO  
 20mm

Côté droit / RIGHT SIDE BAND




FOOTREST



HOLES 1 8MA COMPASS (FOR CORNERS AND PANEL SUPPORT  
 TRANSOM) HOLES 2 DIAMETER 12,5x17 (FOR CORNERS)  
 HOLES 3 6MA COMPASS (FOR MECHANISM)  
 ----- Support sommier / SUPPORT ORTHOPAEDIC BASE

Côté gauche / LEFT SIDE BAND



Tête de Lit / BED-HEAD

